

ソアリック



Soaric DH Edition



Thinking ahead. Focused on life.

Optimized for Dental Hygienists

歯科衛生士のための専用チェアユニット



厳選された機能

お口の健康を守る専門職として、ますます社会からの期待が高まり、活躍の場が広がっている歯科衛生士のためのチェアユニットです。厳選された機能を搭載し、毎日の業務をサポートします。



超音波スケーラー ソルフィー F
(組込み式、LEDライト付)



トルクテック プロフィーコントラ
(ライト無し)

やさしく包み込む、 コンフォタブルシート

厚みと弾力を備えたクッション設計により、身体をふんわりと包み込むような座り心地を実現。診療時間を、より穏やかにリラックスしたひとときへと導きます。



シートカラー

ソアリック DH エディションのための、空間を優しく包み込む2色のカラーを用意しました。



Red L1

Violet L2

Specifications

仕様

標準装備
コンフォタブルシート
NEW PdW トレー (Soaric S トレー)
チェアマウントライト ルナビュー LD (オートライト点灯・調光機能付)
マイクロモーター トルクス SS TR-SS (LED ライト付)
トルクテック プロフィーコントラ (CA-4R-PP)
術者側スリーウェイシリンジ
バキュームシリンジ
サライバエジェクター
超音波スケーラー ソルフィー (Fタイプ) 組込み式 (LED ライト付)
フットコントローラー マルチフットコントローラー
オート位置制御 4ポジション
オートフィルター (紙コップ対応光センサー式・ベースン自動洗浄付)
チェア スロースピードモード

標準装備
ヘッドレスト スライドナチュラルループメント式
除菌フィルター (水)
アシスタントホルダー Soaric S タイプ (取外し不可)
アシスタント側アームレスト (FTのみ)
スライド式フットサポート (FTのみ)
オプション
エアータービン1回路目 ツインパワータービン p (LED ライト付*)
AI キャッチ (1回路)
トルクテックシリーズ
アシスタント側スリーウェイシリンジ
術者側アームレスト (FTのみ)

* LED 以外も選択できます。

チェアタイプはCTタイプ、FTタイプを用意しています。

発売 株式会社 **モリタ** 大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL 06-6380-2525 東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL 03-3834-6161
製造販売 株式会社 **モリタ製作所** 本社: 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 TEL 075-611-2141 販売名: ソアリック 型式: DU-1 電源: AC100V 50/60Hz 消費電力: 1.0kVA 質量: 約250kg 一般名称: 歯科用ユニット
機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号: 222ACBZX00016000 法定耐用年数 (償却年数) 7年 販売名: ソルフィー (組込み式) 一般名称: 歯科用多目的超音波治療器 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII)
特定保守管理医療機器 認証番号: 223ACBZX00038000 販売名: トルクテック 一般名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号: 221ACBZX00074000

お客様相談センター 歯科医療従事者様専用 T 0800. 222 8020 (フリーコール)