MORITA

Aoralscan Elf

デジタル印象採得装置




Thinking ahead. Focused on life.

フェザーライト・デザイン
わずか106gの軽量ボディ。
人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも疲れにくい快適なスキャンを実現。

シンプルでスマートな接続性
Type-Cプラグアンドプレイケーブル1本で接続可能。
煩雑なアダプターや絡まりやすい配線は不要。迅速なセットアップとスムーズな操作を可能にします。

スキャンチップ
3種類の交換可能なスキャンチップを標準装備。
多様な臨床シーンに柔軟に対応し、幅広い症例をサポートします。






使いやすいソフトウェア
シンプルで見やすく進化したソフトウェアと専用クラウド「SHINING Dental Cloud」でスムーズにデータを技工所に送ることができ、補綴物の製作をサポートします。
※SHINING Dental Cloudはインターネットの環境があれば無料でお使いいただけます。



リアルな色調
実際の色調に近く、リアルタイムで確認できるので
スキャンのミスが少なくなります。



プラーク検出機能
染め出ししたプラークの付着状況を可視化し、分布や
付着範囲を定量的に評価する機能です。



口腔内健康レポート
口腔内のデータをAI分析とクラウドで統合管理し、診断共有から経過観察、患者説明まで総合的に支援するレポートツールです。

二次元コードから
口腔内健康レポートを
ご覧いただけます。

Specifications

Aoralscan Elf 技術仕様

光源	LED and laser
スキャン方式	Non-contact scanner with structured light
寸法（長さ×幅×高さ）	245 mm × 26 mm × 30 mm
重量	106g（スキャンチップ・ケーブル除く）
出力フォーマット	STL、OBJ、PLY
接続方式 / ポート	ワイヤード / タイプC

標準価格：2,200,000円 201340111
※PCは別途ご用意いただく必要があります。

推奨PC構成

CPU	Intel® Core™ i7-13700HまたはIntel® Core™ Ultrai7 165H以上
RAM	32 GB以上
SSD	2TB SSD以上
GPU	NVIDIA RTX 4060（8GB）NVIDIA RTX 5060（8GB）以上
OS	Windows 11 Professional（64bit）以上
ディスプレイ解像度	1920×1080、60Hz以上
接続ポート	USB Type-C ×1（3.0A / 5V,3A出力の電源供給ポート） USB Type-A ×1（USB 3.0 以上）

※上記は本製品を使用する上での推奨スペックとなります。（2026年10月現在）
※次世代のGPUをご使用の場合は対応していない可能性もありますのでお問合せください。
※最新スペックに関しては弊社までお問合せください。

延長保障について

主な対象品
・カメラモジュール・プロジェクターモジュール
・キャリブレーションボード・3.0USBケーブルなど
※消耗品（スキャンチップ等）や不適切な使用に起因する故障は対象外となります。
詳細はお問合せください。
※Aoralscan Elfはメーカー保障2年となっております。
快適にご使用いただくため、3年の延長保証はご加入いただく必要がございます
保証期間中に起きた自然故障に対して、無償修理が受けられます。

標準価格：250,000円 201340102

標準価格の後ろの数字は品目コードです。
掲載商品の標準価格は、2026年11月2日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

販売名：Aoral スキャン Elite
一般名称：デジタル印象採得装置 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号：30700BZI00017000
医療機器の分類：管理医療機器(クラスⅡ)特定保守管理医療機器
選任製造販売：株式会社ジオメディ

販売元
株式会社 モリタ
大阪本社　大阪府吹田市垂水町3-33-18　〒564-8650　T 06.6380.2525
東京本社　東京都台東区上野2-11-15　〒110-8513　T 03.3834.6161
お問合せ　お客様相談センター　T 0800.222.8020（フリーコール）
※歯科医療従事者様専用

標準価格:200,000円　201340101